

**Code : C 08**

**La chaussure moulée (semelle à bascule)** remplace les fonctions de la chaussure normale lorsque le patient est sur le pied plâtré. Empêche l'usure excessive du plâtre et réduit l'impact sur la jambe blessée. Il assure un haut degré d'hygiène et améliore la démarche du patient sur le pied plâtré. La conception garantit un port et un retrait faciles.

- Poids léger
- Semelle à bascule
- Esthétiquement très agréable
- Facile à porter et à enlever



### Caractéristiques :

- La semelle à bascule décharge l'articulation de la cheville, améliore la facilité de marche sur le plâtre, restaure la marche normale. Il améliore l'équilibre du patient sur le pied plâtré et aide à la déambulation précoce. Il est extrêmement léger, coloré et esthétique.
- La tige est fabriquée à partir d'un tissu en maille complexe de nylon unique qui est très durable. Il protège le plâtre, l'empêche de se salir et de se mouiller, Il empêche également l'usure et les dommages mécaniques du plâtre.
- Le système de fermeture à boucles à crochets de conception unique permet un port et un retrait faciles, une taille flexible et une bonne adhérence de la chaussure au plâtre.

### Tableau des tailles :



Size	European	American	MM
<b>S</b>	34-36	2.75-4.35	217-230
<b>M</b>	37-39	5.25-6.75	237-250
<b>L</b>	40-42	7.50-9	257-270
<b>XL</b>	43-45	9.75-11.50	277-291

**Mesurer de la pointure des chaussures**